

D Anwendung:

Die zu scannende Oberfläche muss schmutz- und fettfrei sein. Scan Spray vor Gebrauch gut schütteln. Aus ca. 15 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen. Vor erneutem Auftrag ist je nach Untergrund eine Trockenzeit von ca. 15 Sekunden einzuhalten. So kann die Gleichmäßigkeit des Auftrags beurteilt werden, nur bei Unregelmäßigkeiten erneut aufsprühen. Den aufgetragenen Film am besten mit dem Dampfstrahl-Reinigungsgerät wieder entfernen.

Abfülldatum und Chargennummer siehe Dosenboden.

Reizend - enthält Propan-2-ol

Reizt die Augen. Berührung mit den Augen vermeiden. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Dampf nicht einatmen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hochentzündlich

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

GB Application:

The surface to be scanned must be free of dirt and grease. Shake the Scan-Spray well before use. Spray the surface evenly from the distance of approx. 15 cm. Allow to dry for about 15 seconds (depending on the surface) before applying another coat. This enables you to check the coating is even. Only spray again if uneven. To remove the

film a steam cleaner is recommended

See the base of the can for the date of filling and batch number.

Irritant - contains 2-Propanol

Irritating to eyes. Avoid contact with eyes; Vapours may cause drowsiness and dizziness. Do not breathe vapour. Keep out of the reach of children.

Extremely Flammable

Pressurized container: protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50°C. Do not pierce or burn even after use. Do not spray on a naked flame or any incandescent material. Keep away from sources of ignition - no smoking. Keep out of the reach of children. Without sufficient ventilation formation of explosive mixtures may be possible.

F instructions d'utilisation:

La surface à scanner doit être parfaitement propre (sans saletés ni corps gras). Bien agiter le Scan-Spray avant utilisation. Ensuite, vaporiser uniformément, à une distance de 15 cm de la pièce environ. Avant de procéder à une nouvelle application, laisser sécher une quinzaine de secondes environ (le temps exact dépend de la nature du matériau de la pièce) afin de pouvoir voir si la couche appliquée est bien uniforme. Procéder à une nouvelle pulvérisation seulement si la couche n'est pas uniforme. Pour ensuite enlever le film ainsi appliqué. La meilleure solution est d'utiliser le nettoyeur au jet de vapeur. Date d'embouteillage et N° de charge: voir flacon.

Irritant - contient Propane-2-ol

Irritant pour les yeux. Éviter le contact avec les yeux. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Ne pas respirer les vapeurs. Conserver hors de portée des enfants.

Extrêmement inflammable

Réceptif sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Sans une aération suffisante la formation de vapeurs explosives est possible.

Impiego:

La superficie da scannerizzare deve essere priva di sporczia e grassi. Agitare bene lo Scan-Spray prima dell'uso. Spruzzare uniformemente da una distanza di ca 15 cm. Prima di ripetere l'applicazione, osservare, a seconda del fondo, un tempo di asciugatura di ca. 15 secondi, in tal modo si può giudicare l'uniformità dell'applicazione. Spruzzare nuovamente soltanto in caso di irregolarità. Il modo migliore per togliere, in questo caso, la pellicola applicata è con un apparecchio a getto di vapore. Per la data di riempimento ed il numero di produzione vedere il fondo della bombola.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.

irritante - contiene propan-2-olo

Irritante per gli occhi Evitare il contatto con gli occhi L'inhalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Non respirare i vapori Conservare fuori della portata dei bambini.

Estremamente infiammabile

Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare nè bruciare neppure dopo l'uso Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione - non

fumare .Conservare fuori dalla portata dei bambini. Senza ambienti sufficientemente ventilati è possibile la formazione delle miscele esplosive.

E Aplicación:

La superficie a escanear tiene que estar limpia exenta de grasa, El Scan-Spray deberá agitarse bien antes de usar. Aplique el spray de forma uniforme a una distancia de aprox. 15 cm. Deberá dejar un tiempo de secado de aprox.15 cm segundos (según el fondo) antes de volver a aplicar el spray, pudiéndose evaluar de esta manera la uniformidad de la capa. Vuelva a aplicar el spray tan sólo en caso de irregularidades. Una vez aplicada la capa, ésta puede eliminarse mediante un chorro de vapor.

Para la fecha de envasado y el número de lote, vease el fondo del bote.

Irritante - contiene propan-2-ol

Irrita los ojos_ Evitese el contacto con los ojos. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. No respirar los vapores. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Extremadamente inflamable

Recipiente a presión Protejase de los rayos solares y evitese exponerlos a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición - no fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños, Usándose en lugares no bien ventilados pueden formarse mezclas aire - vapor explosivas.

TD15_IFU_OptiScanSpray_Rev.01

nt-trading GmbH & Co. KG
G.-Braun-Straße 18, 76187 Karlsruhe, Germany
Phone: +49 (0) 721 915471-60
Fax: +49 (0) 721 915471-61
www.nt.dental

110 e3 50 ml

