

**NT-iDent Titan**

TZ 15.Ti0.SB1	Kappe , Krone, Pontic, Stegsegment	25,50 €	
TZ 15.Ti0.Si1	Abutment Titan einzeln (nt-trading Preform)	89,00 €	inkl. Schrauben
TZ 15.Ti0.Bi1	Steg/Brücke direkt verschraubt je Implantat	145,00 €	inkl. Schrauben
TZ 15.Ti0.Bc1	Steg/Brücke verschraubt/verklebt je Implantat auf NT-Abutment	80,00 €	ohne Abutment
TZ 15.Ti0.Bf1	Steg/Brücke verschraubt/verklebt je Implantat anderer Hersteller	120,00 €	ohne Schrauben
TZ 15.Ti0.Te1	Überwurf/Tertiärkonstruktion mit Retention	249,00 €	

**NT-iDent Cobalt-Chrom**

TZ 15.Cr0.SB1	Kappe , Krone, Pontic, Stegsegment	25,50 €	
TZ 15.Cr0.Si1	Abutment CoCr einzeln (nt-trading Preform)	94,00 €	inkl. Schrauben
TZ 15.Cr0.Bi1	Steg/Brücke direkt verschraubt je Implantat	145,00 €	inkl. Schrauben
TZ 15.Cr0.Bc1	Steg/Brücke verschraubt/verklebt je Implantat NT-Abutment	80,00 €	ohne Abutment
TZ 15.Cr0.Bf1	Steg/Brücke verschraubt/verklebt je Implantat anderer Hersteller	120,00 €	ohne Schrauben
TZ 15.Cr0.Te1	Überwurf/Tertiärkonstruktion mit Ret.	249,00 €	

**NT-iDent Peek**

TZ 15.Pe0.SB1	Kappe , Krone, Pontic, Stegsegment	25,50 €	
TZ 15.Pe0.Si1	Abutment auf NT-Abutment	44,00 €	ohne Titanbasis
TZ 15.Pe0.Bc1	Steg/Brücke verklebt je Implantat auf NT-Abutment	80,00 €	ohne Abutment
TZ 15.Pe0.Bf1	Steg/Brücke verklebt je Implantat auf Implantat anderer Hersteller	120,00 €	ohne Schrauben
TZ 15.Pe0.Te1	Überwurf/Tertiärkonstruktion mit Ret.	249,00 €	
TZ 15.Pe0.SK1	Sekundärkrone auf Teleskop	49,00 €	

**NT-i-Dent Print**

TZ 15.Mo0.Mo1	Ganzes Modell	19,90 €	
TZ 15.Mo0.Mo2	Quadranten Modell	9,90 €	
TZ 15.Mo0.S01	Einzelstumpf	1,90 €	
TZ 15.Mo0.ZM1	Zahnfleischmaske	12,90 €	
TZ 15.PMA.Sg1	Implantatbohrschablone	114,90 €	ohne Bohrhülse

**NT-iDent PMMA**

15.PMA.SB2	<b>Farben: A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C3, D2 , clear</b> Kappe , Krone, Pontic multicolor	24,90 €	
TZ 15.PMA.Si1	Abutment auf NT-Abutment	20,00 €	ohne Titanbasis

**NT-iDent Zirkon**

	<b>Kappe , Krone, Pontic, Abutment auf NT Titanbasis (ohne Titanbasis)</b>		
TZ 15.Zir.SB1	Zirkon - Multilayer	49,00 €	
TZ 15.Zir.Si1	Zirkon - Monochrom	39,00 €	

**Scan- und Designservice**

TZ 15.Sc0.Sc1	Je Einheit	20,00 €	
TZ 15.Sc0.Sc2	Sonderkonstruktionen	Preis nach Aufwand und Absprache	

**Anodisieren (Einfärben)**

TZ 15.An0.Si0	Je Objekt	19,90 €	
---------------	-----------	---------	--

**Verkleben eines Abutment auf Titanbasis**

TZ 15.Ve0.Si1	Je Abutment	27,50 €	
---------------	-------------	---------	--

Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

## Attachments

TZ 15.At0.Lo1	Locator/je Stk	CE 0476	49,00 €	zzgl. Material	105,00 €
TZ 15.At0.Eq1	Equator/je Stk.	CE 0476	49,00 €	zzgl. Material	55,00 €
TZ 15.At0.OT1	OTCap/je Stk.	CE 0476	49,00 €	zzgl. Material	47,00 €
TZ 15.At0.Pr1	Preci-Vertex, Horrix	CE 0470	49,00 €	inkl. Material	



## Farbzuordnung Zirkondioxid

### ZR Opak

ISO 500 (A1, A2)  
ISO 800 (A3, A3,5)

Materialmindeststärke: **Einzelkrone min. 0.4mm / Brücke Front min. 0.5mm / Brücke Seite min. 0.6mm**  
Biegefestigkeit: **1200 (+/-250) MPa**

### ZR Monochrom transl.

LIGHT = A1, A2, B1, B2, C1  
MEDIUM = A3, B3, B4, C2, C3, D2, D3, D4  
INTENSE = A3.5, A4, C4

Materialmindeststärke: **Einzelkrone min. 0.4mm / Brücke Front min. 0.5mm / Brücke Seite min. 0.6mm**  
Biegefestigkeit: **1200 (+/-200) MPa**

### ZR Multicolor transl.

**ML** A white = A1 und heller  
**ML** A light = A1.5 – A2  
**ML** A dark = A2.5 – A3.5

**STML** A1, A2, A3, A3.5, A4  
B1, B2, B3  
C1, C2, C3  
D2, D3

**UTML** A1, A2, A3, A3.5, A4  
B1, B2, B3, B4  
C1, C2, C3, C4  
D2, D3, D4

**ML** B light = B1.5 – B2  
**ML** C light = C1.5 – C2  
**ML** D light = D1.5 – D2

Materialmindeststärke:  
**Einzelkrone Front/Seite min. 0.4/0.5mm**  
**Brücke Front/Seite min. 0.5mm**

Biegefestigkeit: **1050-1100 MPa**

Materialmindeststärke:  
**Einzelkrone Front/Seite min. 0.8/1.0mm**  
**Brücke Front/Seite min. 1.0mm**

Biegefestigkeit: **700 MPa**

Materialmindeststärke:  
**Einzelkrone Front/Seite min. 0.8/1.0mm**  
**Brücke Front/Seite min. 1.0mm**

Biegefestigkeit: **550-600 MPa**