

NT



TITANBASIS NX

*Titanbasis (NoHex) zur Herstellung von
individuellen Brücken-/Stegkonstruktionen
auf mehreren Implantaten*

NT-TRADING TIBASE NX BIBLIOTHEK

Titanklebebasen ohne Verdrehenschutz (NoHex) zur Herstellung prothetischer Konstruktionen auf mehreren Implantaten (Stege, Brücken). Diese sind in 2 verschiedenen Gingivahöhen (GH) erhältlich und lassen sich in der Höhe einkürzen (CH3 = 3mm) / (CH5 = 5mm).



VORTEILE:

- rotierend, ohne Verdrehenschutz
- einkürzbar von 5mm auf 3mm, berücksichtigt unterschiedliche okklusale Platzverhältnisse
- erhältlich in 2 Gingivahöhen
- optimiertes Emergenzprofil, sehr gute Adaption an vorhandene Zahnfleischverhältnisse
- speziell für die CAD/CAM Technik entwickelt



ANWENDUNG:

- für individuelle Brücken-/Stegkonstruktionen auf mehreren Implantaten aus keramischen Werkstoffen (Zirkoniumdioxid, Lithiumdisilikat) oder Kunststoffen (PMMA, PEEK, Komposit)



TECHNISCHE DETAILS

- Titanium Grade 5 ELI

TITANBASIS NX


AUSWAHL DER TIBASE NX (NOHEX):

3shape


exocad




nt-trading TIB NX unter "Kategorie" wählen




Implantatsystem und Gingivahöhe (GH) unter "System" wählen




Implantat Plattform und Klebekamin-Höhe (CH) unter "Kit" wählen



nt-trading Tib NX des entsprechenden Systems auswählen





Im Scan auf markierten Punkt klicken
 Best Fit-Anpassung
 Implantat Plattform und Gingivahöhe (GH) wählen



Im Scan auf markierten Punkt klicken
 Best Fit-Anpassung
 Klebekamin-Höhe (CH) wählen







AUSWAHL DER ARTIKEL (FAXVORLAGE +49 721 915471-61):

SERIE	PLATTFORM	1. GINGIVA-HÖHE	ARTIKEL-NUMMER	2. GINGIVA-HÖHE	ARTIKEL-NUMMER	STÜCKZAHL 1. GH 2. GH	
BIO-SERIE							
	Ø 3.0	GH 0.5 mm	BIO 82300005	GH 1.5 mm	BIO 82300015		
	Ø 3.5	GH 0.5 mm	BIO 82350005	GH 1.5 mm	BIO 82350015		
	Ø 4.5	GH 0.5 mm	BIO 82450005	GH 1.5 mm	BIO 82450015		
	Ø 5.7	GH 0.5 mm	BIO 82570005	GH 1.5 mm	BIO 82570015		
BRE-SERIE							
	Ø 3.5	GH 0.5 mm	BRE 82350005	GH 1.5 mm	BRE 82350015		
	Ø 4.0	GH 0.5 mm	BRE 82400005	GH 1.5 mm	BRE 82400015		
CAM-SERIE							
	Ø 3.3	GH 0.5 mm	CAM 82330005	GH 1.5 mm	CAM 82330015		
	Ø 3.8	GH 0.5 mm	CAM 82380005	GH 1.5 mm	CAM 82380015		
	Ø 4.3	GH 0.5 mm	CAM 82430005	GH 1.5 mm	CAM 82430015		
	Ø 5.0	GH 0.5 mm	CAM 82500005	GH 1.5 mm	CAM 82500015		
COL-SERIE							
	Ø 3.3	GH 1.0 mm	COL 82330010	GH 2.0 mm	COL 82330020		
	Ø 3.8/4.3	GH 1.0 mm	COL 82384310	GH 2.0 mm	COL 82384320		
	Ø 5.0	GH 1.0 mm	COL 82500010	GH 2.0 mm	COL 82500020		
E-SERIE							
	Ø 3.5 NP	GH 0.4 mm	E 82350004	GH 1.4 mm	E 82350014		
	Ø 4.3 RP	GH 0.4 mm	E 82430004	GH 1.4 mm	E 82430014		
	Ø 5.0 WP	GH 0.4 mm	E 82500004	GH 1.4 mm	E 82500014		
	Ø 6.0	GH 0.4 mm	E 82600004	GH 1.4 mm	E 82600014		
F-SERIE							
	Ø 3.5 NP	GH 0.8 mm	F 82350008	GH 1.8 mm	F 82350018		
	Ø 4.3/5.0 RP	GH 0.8 mm	F 82435008	GH 1.8 mm	F 82435018		

Faxvorlage - bitte ausfüllen


TITANBASIS NX

AUSWAHL DER ARTIKEL (FAXVORLAGE +49 721 915471-61):

SERIE	PLATTFORM	1. GINGIVA-HÖHE	ARTIKEL-NUMMER	2. GINGIVA-HÖHE	ARTIKEL-NUMMER	STÜCKZAHL 1.GH 2.GH	
H-SERIE							
	Ø 3.4	GH 0.3 mm	H 82340003	GH 1.3 mm	H 82340013		
	Ø 4.1	GH 0.3 mm	H 82410003	GH 1.3 mm	H 82410013		
	Ø 5.0	GH 0.3 mm	H 82500003	GH 1.3 mm	H 82500013		
HIO-SERIE							
	Ø 3.5 MC	GH 1.0 mm	HIO 82350010	GH 2.0 mm	HIO 82350020		
	Ø 4.0-6.0 RC	GH 1.0 mm	HIO 82406010	GH 2.0 mm	HIO 82406020		
K-SERIE							
	Ø 3.5 NP	GH 0.6 mm	K 82350006	GH 1.6 mm	K 82350016		
	Ø 4.1 RP	GH 0.5 mm	K 82410005	GH 1.5 mm	K 82410015		
	Ø 5.1 WP	GH 0.6 mm	K 82510006	GH 1.6 mm	K 82510016		
L-SERIE							
	Ø 3.3 NC	GH 0.7 mm	L 82330007	GH 1.7 mm	L 82330017		
	Ø 4.1/4.8 RC	GH 0.7 mm	L 82414807	GH 1.7 mm	L 82414817		
MEG-SERIE							
	Ø 3.5-5.5	GH 0.3 mm	MEG 82355503	GH 1.3 mm	MEG 82355513		
MEX-SERIE							
	Ø 3.7-4.8 STD	GH 1.0 mm	MEX 82414810	GH 2.0 mm	MEX 82414820		

Faxvorlage - bitte ausfüllen

AUSWAHL DER ARTIKEL (FAXVORLAGE +49 721 915471-61):

SERIE	PLATTFORM	1. GINGIVA-HÖHE	ARTIKEL-NUMMER	2. GINGIVA-HÖHE	ARTIKEL-NUMMER	STÜCKZAHL 1. GH 2. GH	
MIS-SERIE							
	Ø 3.3 NP	GH 0.5 mm	MIS 82330005	GH 1.5 mm	MIS 82330015		
	Ø 3.75/4.2 SP	GH 0.5 mm	MIS 82374205	GH 1.5 mm	MIS 82374215		
	Ø 5.0 WP	GH 0.5 mm	MIS 82500005	GH 1.5 mm	MIS 82500015		
N-SERIE							
	Ø 4.8 RN	GH 0.2 mm	N 82480002	-	-		-
	Ø 6.5 WN	GH 0.3 mm	N 82650003	-	-		-
NEO-SERIE							
	Ø 3.25	GH 0.5 mm	NEO 82320005	GH 1.5 mm	NEO 82320015		
	Ø 3.5-5.5	GH 0.5 mm	NEO 82355505	GH 1.5 mm	NEO 82355515		
R-SERIE							
	Ø 3.5	GH 0.5 mm	R 82350005	GH 1.5 mm	R 82350015		
	Ø 4.5	GH 0.5 mm	R 82450005	GH 1.5 mm	R 82450015		
	Ø 5.7	GH 0.5 mm	R 82570005	GH 1.5 mm	R 82570015		
S-SERIE							
	Ø 3.5/4.0	GH 0.8 mm	S 82354008	GH 1.8 mm	S 82354018		
	Ø 4.5/5.0	GH 0.8 mm	S 82455008	GH 1.8 mm	S 82455018		
SEV-SERIE							
	Ø 3.0	GH 1.0 mm	SEV 82300010	GH 2.0 mm	SEV 82300020		
	Ø 3.6	GH 1.0 mm	SEV 82360010	GH 2.0 mm	SEV 82360020		
	Ø 4.2	GH 1.0 mm	SEV 82420010	GH 2.0 mm	SEV 82420020		
	Ø 4.8	GH 1.0 mm	SEV 82480010	GH 2.0 mm	SEV 82480020		
	Ø 5.4	GH 1.0 mm	SEV 82540010	GH 2.0 mm	SEV 82540020		

Faxvorlage - bitte ausfüllen

TITANBASIS NX

AUSWAHL DER ARTIKEL (FAXVORLAGE +49 721 915471-61):

SERIE	PLATTFORM	1. GINGIVA-HÖHE	ARTIKEL-NUMMER	2. GINGIVA-HÖHE	ARTIKEL-NUMMER	STÜCKZAHL 1. GH 2. GH	
T-SERIE							
	Ø 3.4	GH 0.3 mm	T 82340003	GH 1.3 mm	T 82340013		
	Ø 3.8	GH 0.3 mm	T 82380003	GH 1.3 mm	T 82380013		
	Ø 4.5	GH 0.6 mm	T 82450006	GH 1.6 mm	T 82450016		
	Ø 5.5	GH 0.6 mm	T 82550006	GH 1.6 mm	T 82550016		
Y-SERIE							
	Ø 3.5 C/	GH 1.0 mm	Y 82350010	GH 2.0 mm	Y 82350020		

Faxvorlage - bitte ausfüllen

KOMPATIBILITÄT DER SERIEN:

- BIO-Serie kompatibel zu BioHorizons® / internal
- BRE-Serie kompatibel zu Bredent Medical® / Sky®
- CAM-Serie kompatibel zu Altatec® / CAMLOG®
- COL-Serie kompatibel zu Altatec® / Conelog®
- E-Serie kompatibel zu NOBEL BIO CARE™ / REPLACE SELECT®
- F-Serie kompatibel zu NOBEL BIO CARE™ / NOBEL ACTIVE™
- H-Serie kompatibel zu BIOMET 3i® / CERTAIN®
- HIO-Serie kompatibel zu HIOSSEN® / OSSTEM TS®
- K-Serie kompatibel zu NOBEL BIO CARE™ / Brånemark®
- L-Serie kompatibel zu STRAUMANN / BONELEVEL®
- MEG-Serie kompatibel zu MEGAGEN / AnyRidge®
- MEX-Serie kompatibel zu Medentis Medical® / ICX®
- MIS-Serie kompatibel zu MIS® / SEVEN®
- NEO-Serie kompatibel zu NEOSS Implant System® / NEOSS™
- N-Serie kompatibel zu Straumann / SynOcta®
- R-Serie kompatibel zu ZIMMER Dental / TAPERED SCREW-VENT®
- S-Serie kompatibel zu DENTSPLY Implants® / Astra Tech Implant SystemOsseoSpeed® TX
- SEV-Serie kompatibel zu DENTSPLY Implants® / ASTRA TECH Implant System™ EV
- T-Serie kompatibel zu DENTSPLY Implants® / XIVE®
- Y-Serie kompatibel zu DENTSPLY Implants® / ANKYLOS®



nt-trading GmbH & Co. KG

G.-Braun-Straße 18 · 76187 Karlsruhe · Germany

info@nt-trading.com · www.nt.dental

Tel: +49 (0) 721 - 915471 - 60 · Fax: +49 (0) 721 - 915471 - 61