

NT

digital implant technology



NT-LOcON

Be Flexible – Indikationsfreiheit neu erleben

INDIKATIONSVIELFALT MIT NT 2-CONNECT®

Mit dem neuen NT LOcON Attachment wird Flexibilität und Effizienz neu definiert.

In der Kombination mit dem bewährten NT 2-CONNECT® Abutment eröffnen sich Anwendungsmöglichkeiten in einzigartiger Vielfalt und zu einem attraktiven Preis.

Für jede prothetische Herausforderung erhalten Sie die passende, technisch sichere Lösung.

NT 2-CONNECT®, die multi-unit Versorgung für individuelle Stege, Brücken mit und ohne Mesostruktur, all-on-4 und jetzt neu auch als LOCATOR® Attachment. Alles auf einem Konus und ohne Abutment-Wechsel, Flexibilität durch ein geniales Konzept. Das NT LOcON Attachment ist ein auf 2-CONNECT® mittels Schraubenverbindung fixiertes Halteelement. Die Adaption an die patientenspezifische Gingivahöhe und die Kompensation unterschiedlicher Implantat Neigungen werden ideal über das NT 2-CONNECT® Abutment ermöglicht.

NT LOcON Abformkappe, - Laboranalog und - Retentionsgehäuse mit verschiedenen Einsätzen sowie ein spezielles Kombinationswerkzeug komplettieren das LOcON System und decken somit verschiedene prothetische Anwendungs-Optionen ab. Ob Einarbeitung in vorhandene Totalprothetik, provisorische Übergangs- oder definitive Neuversorgung – alles ist möglich.



VORTEILE:

- Ein Halteelement für über 60 Implantat-Plattformen (in Verbindung mit NT 2-CONNECT®)
- Ausgleich divergenter Implantat Positionen
- Einfach und kostengünstig austauschbar, geringe Lagerhaltung
- Indikationsvielfalt dank kombinierter Anwendung mit dem NT 2-CONNECT® Abutment
- Hohe Verschleiß-Festigkeit durch Titan-Nitrit Beschichtung, goldfarben
- Kompatibel zu LOCATOR® Komponenten



ANWENDUNG:

- Halteelement für die prothetische Versorgung im zahnlosen Kiefer auf 2 oder mehreren Implantaten



TECHNISCHE DETAILS

- Titanium Grade 5 ELI
- Titan-Nitrit Beschichtung (TiN)

LOcON – BE FLEXIBLE

KOMPONENTEN DES LOcON SYSTEMS:



LOcON KAPPE:

In Verbindung mit dem NT 2-CONnect® Abutment gerade oder anguliert können sowohl unterschiedliche Gingivahöhen als auch divergent stehende Implantat Positionen ausgeglichen werden. Die Befestigung der LOcON Kappe erfolgt mit der entsprechenden Kappenschraube (KS) des NT 2-CONnect® Systems.



RETENTIONSEINSÄTZE (MATRIZE)

- Kompatibel zu LOCATOR® Komponenten
- In verschiedenen Härtegraden
- grau= keine Retention
- rot = leichte Retention
- orange = mittlere Retention
- grün= erhöhte Retention
- schwarz = Bearbeitungseinsatz



LOcON RETENTIONSGEHÄUSE:

Dient der Aufnahme der Matrize und Befestigung in der abnehmbaren Prothetik.

- Kompatibel zu LOCATOR® Komponenten



LOcON ABFORMKAPPE:

Zur Abformung und Übertragung der LOcON Geometrie auf das Arbeitsmodell.

- Kompatibel zu LOCATOR® Komponenten



LOcON LABORANALOG:

- Hilfsteil zum Transfer der Implantat Position auf das Arbeitsmodell
- Kompatibel zu LOCATOR® Komponenten
- Goldfarben anodisiert



LOcON-COMBO-HOLDER:

- Bestehend aus:
 - Eindreh-Instrument (Loc-Driver) LOCATOR® kompatibel
- abschraubbares Octa Werkzeug (Loc-Driver) zur Eingliederung des 2-CONnect® Abutments
- Matrizen Ein- und Ausbringwerkzeug (Loc-Tool) mit Anpressbolzen

Firmenstempel/Anschrift

AUSWAHL DER ARTIKEL (FAXVORLAGE +49 (0) 721 915471-61):

BEZEICHNUNG	ART.-NR.	STK.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.	STK.
 <p>LOcON ABFORMKAPPE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4er Set • (ohne Insert schwarz) 	Loc850504		 <p>KAPPENSCHRAUBE</p> <ul style="list-style-type: none"> • KS (M1.4) 	KS60	
 <p>LOcON LABORANALOG</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4er Set 	Loc853004		 <p>KAPPENSCHRAUBE</p> <ul style="list-style-type: none"> • KS (M1.8) 	KS61	
 <p>LOcON RETENTIONSGEHÄUSE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4er Set • (ohne Insert schwarz) 	Loc851004		 <p>KAPPENSCHRAUBE</p> <ul style="list-style-type: none"> • KS (M1.6) 	KS62	
 <p>LOcON KAPPE</p> <ul style="list-style-type: none"> • In Verbindung mit geradem oder abgewinkeltem 2-CONnect® Abutment des jeweiligen Implantat Systems und zugehöriger KS Schraube 	Loc852001		 <p>LOcON INSERT GRAU</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4er Set • keine Retention 	Loc854104	
 <p>LOcON AUFBAU MIT GEWINDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • M2.0 	Loc859001		 <p>LOcON INSERT ROT</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4er Set • leichte Retention 	Loc854204	
			 <p>LOcON INSERT ORANGE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4er Set • mittlere Retention 	Loc854304	

Firmenstempel/Anschrift

AUSWAHL DER ARTIKEL (FAXVORLAGE +49 (0) 721 915471-61):

BEZEICHNUNG	ART.-NR.	STK.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.	STK.
 <p>LOcON INSERT GRÜN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4er Set • erhöhte Retention 	Loc854404		 <p>LOcON INSERT SCHWARZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4er Set • Bearbeitungseinsatz für LOcON Abformkappe und Retentionsgehäuse 	Loc854504	
 <p>LOcON MATRIZEN SET</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x LOcON Insert rot, orange, grün • 2 x LOcON Retentionsgehäuse inkl. schwarzem Insert • 2 x Polymerisationsring weiß 		2x	Loc854001		
 <p>LOc-HOLDER</p>			Loc858001		
 <p>LOc-HANDLE</p>			Loc858101		
 <p>LOc-TOOL</p>			Loc858201		
 <p>LOc-DRIVER</p>			Loc858301		



nt-trading GmbH & Co. KG
G.-Braun-Straße 18 · 76187 Karlsruhe · Germany

info@nt.dental · www.nt.dental
Tel: +49 (0) 721 - 915471 - 60 · Fax: +49 (0) 721 - 915471 - 61