


# BIO -SERIE



kompatibel mit:  
BioHorizons® / internal



3,0 mm




4,5 mm



3,5 mm




5,7 mm



**PRECISION  
MEETS QUALITY.**

## ÜBERSICHT DER PLATTFORMEN:



3,0 mm



3,5 mm




4,5 mm



5,7 mm

---

 MADE IN  
 GERMANY



3,0 mm  
BioHorizons® / internal

ALLE DETAILS  
ONLINE



**Titan Basis (rotationsgesichert)**  
inkl. Abutmentschraube

BIO 80300000



**Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert)**  
inkl. Abutmentschraube

GH 0,5 mm BIO 82300005  
GH 1,5 mm BIO 82300015



**Scanbody 3D-Guide®**  
verwendbar für Intraoral - und Modellscan

BIO 9.S3D3.000



**Laboranalog**

BIO 5.La3.000



**Abdruckpfosten**  
für die offene Abformung mit integrierter Schraube

BIO TR-00013.0



**Abutmentschraube**  
empfohlenes Drehmoment 30 Ncm

BIO 603057



**DIM-ANALOG®**

BIO 5.DIM.300



**Hülse (für DIM-ANALOG®)**  
zur Verwendung im Gipsmodell


DIM 5.XSL.A10

**BIO-SERIE**

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: [www.nt.dental](http://www.nt.dental)

 **MADE IN  
GERMANY**

**WWW.NT.DENTAL**



3,0 mm  
BioHorizons® / internal

ALLE DETAILS  
ONLINE




	<b>nt-Preform®</b> inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm BIO 10.Mi3.000.05
	<b>Scanbody 3D-Guide®</b> verwendbar für Intraoral - und Modellscan	BIO 9.S3D3.000
	<b>nt-Fräs-/Laboranalog</b> für nt-Preform®	BIO 5.La3.000
	<b>Frässhraube anodisiert</b> für nt-Preform®	BIO 6.Sc3.057
	<b>Abutmentschraube</b> empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	BIO 603057
	<b>DIM-ANALOG®</b>	BIO 5.DIM.300
	<b>Hülse (für DIM-ANALOG®)</b> zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA10
	<b>Abutment Grip</b> für nt-Preform® Halter	W12.100.00
	<b>Individuelles Abutment</b> gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

**BIO-SERIE**

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: [www.nt.dental](http://www.nt.dental)

 **MADE IN  
GERMANY**

**WWW.NT.DENTAL**



3,0 mm  
BioHorizons® / internal

ALLE DETAILS  
ONLINE



### 2-CONnect®-Abutment Set (gerade)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm BIO-2CON 8030001S

GH 2,5 mm BIO-2CON 8030002S



### 2-CONnect®-Abutment

Male Part, empfohlenes Drehmoment 30 Ncm

GH 0,5 mm BIO-2CON 8030001M

GH 2,5 mm BIO-2CON 8030002M



### 2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.800



### LOcON Coping

weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001



### 2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



### 2-CONnect®-Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 25 Ncm

KS 61



### 2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für gerade Male Parts, KS 61

2CON 5.DIM.180



### Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



### 2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00021.8



### 2-CONnect®-Laboranalog

für gerade Male Parts


2CON 5.La1.800

**BIO-SERIE**

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: [www.nt.dental](http://www.nt.dental)

 **MADE IN  
GERMANY**

**WWW.NT.DENTAL**



3,0 mm  
BioHorizons® / internal

ALLE DETAILS  
ONLINE



### 2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm BIO-2CON 80300A3S



### 2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm BIO-2CON 80300A3M



### 2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.600



### 2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



### 2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 15 Ncm

KS 62



### Male Part Schraube

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

BIO 6.Ms3.057



### 2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.DIM160



### Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



### 2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00031.6



### 2-CONnect®-Laboranalog

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts


2CON 5.La1.600

**BIO-SERIE**

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: [www.nt.dental](http://www.nt.dental)

MADE IN  
GERMANY

[WWW.NT.DENTAL](http://WWW.NT.DENTAL)



3,5 mm  
BioHorizons® / internal

ALLE DETAILS  
ONLINE




	<b>Titan Basis (rotationsgesichert)</b> inkl. Abutmentschraube	BIO 80350000
	<b>Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert)</b> inkl. Abutmentschraube	GH 0,5 mm BIO 82350005 GH 1,5 mm BIO 82350015
	<b>Scanbody 3D-Guide®</b> verwendbar für Intraoral - und Modellscan	BIO 9.S3D3.500
	<b>Laboranalog</b>	BIO 5.La3.500
	<b>Abdruckpfosten</b> für die offene Abformung mit integrierter Schraube	BIO TR-00023.5
	<b>Abutmentschraube</b> empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	BIO 603057
	<b>DIM-ANALOG®</b>	BIO 5.DIM.350
	<b>Hülse (für DIM-ANALOG®)</b> zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSL.A10

**BIO-SERIE**

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: [www.nt.dental](http://www.nt.dental)


 **MADE IN  
GERMANY**

**WWW.NT.DENTAL**



3,5 mm  
BioHorizons® / internal

	<b>nt-Preform®</b> inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm BIO 10.Mi3.500.05
	<b>Scanbody 3D-Guide®</b> verwendbar für Intraoral - und Modellscan	BIO 9.S3D3.500
	<b>nt-Fräs-/Laboranalog</b> für nt-Preform®	BIO 5.La3.500
	<b>Frässhraube anodisiert</b> für nt-Preform®	BIO 6.Sc3.057
	<b>Abutmentschraube</b> empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	BIO 603057
	<b>DIM-ANALOG®</b>	BIO 5.DIM.350
	<b>Hülse (für DIM-ANALOG®)</b> zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA10
	<b>Abutment Grip</b> für nt-Preform® Halter	W12.100.00
	<b>Individuelles Abutment</b> gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1



3,5 mm  
BioHorizons® / internal

ALLE DETAILS  
ONLINE



### 2-CONnect®-Abutment Set (gerade)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm BIO-2CON 8035001S

GH 2,5 mm BIO-2CON 8035002S



### 2-CONnect®-Abutment

Male Part, empfohlenes Drehmoment 30 Ncm

GH 0,5 mm BIO-2CON 8035001M

GH 2,5 mm BIO-2CON 8035002M



### 2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.800



### LOcON Coping

weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001



### 2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



### 2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 25 Ncm

KS 61



### 2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für gerade Male Parts, KS 61

2CON 5.DIM.180



### Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



### 2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00021.8



### 2-CONnect®-Laboranalog

für gerade Male Parts


2CON 5.La1.800

**BIO-SERIE**

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: [www.nt.dental](http://www.nt.dental)

 **MADE IN  
GERMANY**

**WWW.NT.DENTAL**



3,5 mm

BioHorizons® / internal

**2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt)**

inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm BIO-2CON 80350A3S

**2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt)**

inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm BIO-2CON 80350A3M

**2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®**

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.600

**2-CONnect®-Kappe**

Female Kappe

2CON F-U

**2-CONnect®-Kappenschraube**

empfohlenes Drehmoment 15 Ncm

KS 62

**Male Part Schraube**

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

BIO 6.Ms3.057

**2-CONnect®-DIM-ANALOG®**

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.DIM160

**Hülse (für DIM-ANALOG®)**

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30

**2-CONnect®-Abdruckpfosten**


für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00031.6

**2-CONnect®-Laboranalog**

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.La1.600



4,5 mm  
BioHorizons® / internal

ALLE DETAILS  
ONLINE




	<b>Titan Basis (rotationsgesichert)</b> inkl. Abutmentschraube	BIO 80450000
	<b>Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert)</b> inkl. Abutmentschraube	GH 0,5 mm BIO 82450005 GH 1,5 mm BIO 82450015
	<b>Scanbody 3D-Guide®</b> verwendbar für Intraoral - und Modellscan	BIO 9.S3D4.500
	<b>Laboranalog</b>	BIO 5.La4.500
	<b>Abdruckpfosten</b> für die offene Abformung mit integrierter Schraube	BIO TR-00034.5
	<b>Abutmentschraube</b> empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	BIO 603057
	<b>DIM-ANALOG®</b>	BIO 5.DIM.450
	<b>Hülse (für DIM-ANALOG®)</b> zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSL.A30

**BIO-SERIE**

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: [www.nt.dental](http://www.nt.dental)

 **MADE IN  
GERMANY**

**WWW.NT.DENTAL**



4,5 mm  
BioHorizons® / internal

ALLE DETAILS  
ONLINE




	<b>nt-Preform®</b> inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm BIO 10.Mi4.500.05
	<b>Scanbody 3D-Guide®</b> verwendbar für Intraoral - und Modellscan	BIO 9.S3D4.500
	<b>nt-Fräs-/Laboranalog</b> für nt-Preform®	BIO 5.La4.500
	<b>Frässhraube anodisiert</b> für nt-Preform®	BIO 6.SC3.057
	<b>Abutmentschraube</b> empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	BIO 603057
	<b>DIM-ANALOG®</b>	BIO 5.DIM.450
	<b>Hülse (für DIM-ANALOG®)</b> zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA30
	<b>Abutment Grip</b> für nt-Preform® Halter	W12.200.00
	<b>Individuelles Abutment</b> gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

**BIO-SERIE**

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: [www.nt.dental](http://www.nt.dental)

 **MADE IN  
GERMANY**

**WWW.NT.DENTAL**



4,5 mm  
BioHorizons® / internal

ALLE DETAILS  
ONLINE



### 2-CONnect®-Abutment Set (gerade)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm BIO-2CON 8045001S

GH 2,5 mm BIO-2CON 8045002S



### 2-CONnect®-Abutment

Male Part, empfohlenes Drehmoment 30 Ncm

GH 0,5 mm BIO-2CON 8045001M

GH 2,5 mm BIO-2CON 8045002M



### 2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.800



### LOcON Coping

weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001



### 2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



### 2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 25 Ncm

KS 61



### 2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für gerade Male Parts, KS 61

2CON 5.DIM.180



### Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



### 2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00021.8



### 2-CONnect®-Laboranalog

für gerade Male Parts


2CON 5.La1.800

**BIO-SERIE**

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: [www.nt.dental](http://www.nt.dental)

 **MADE IN  
GERMANY**

**WWW.NT.DENTAL**



4,5 mm  
BioHorizons® / internal

ALLE DETAILS  
ONLINE



### 2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm BIO-2CON 80450A3S



### 2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm BIO-2CON 80450A3M



### 2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.600



### 2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



### 2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 15 Ncm

KS 62



### Male Part Schraube

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

BIO 6.Ms3.057



### 2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.DIM160



### Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



### 2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00031.6



### 2-CONnect®-Laboranalog

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts


2CON 5.La1.600

**BIO-SERIE**

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: [www.nt.dental](http://www.nt.dental)

 MADE IN  
GERMANY

[WWW.NT.DENTAL](http://WWW.NT.DENTAL)



5,7 mm

BioHorizons® / internal

ALLE DETAILS  
ONLINE




	<b>Titan Basis (rotationsgesichert)</b> inkl. Abutmentschraube	BIO 80570000
	<b>Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert)</b> inkl. Abutmentschraube	GH 0,5 mm BIO 82570005 GH 1,5 mm BIO 82570015
	<b>Scanbody 3D-Guide®</b> verwendbar für Intraoral - und Modellscan	BIO 9.S3D5.700
	<b>Laboranalog</b>	BIO 5.La5.700
	<b>Abdruckpfosten</b> für die offene Abformung mit integrierter Schraube	BIO TR-00045.7
	<b>Abutmentschraube</b> empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	BIO 603057
	<b>DIM-ANALOG®</b>	BIO 5.DIM.570
	<b>Hülse (für DIM-ANALOG®)</b> zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSL.A60

**BIO-SERIE**

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: [www.nt.dental](http://www.nt.dental)

 **MADE IN  
GERMANY**

**WWW.NT.DENTAL**



5,7 mm  
BioHorizons® / internal

ALLE DETAILS  
ONLINE




	<b>nt-Preform®</b> inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm BIO 10.Mi5.700.05
	<b>Scanbody 3D-Guide®</b> verwendbar für Intraoral - und Modellscan	BIO 9.S3D5.700
	<b>nt-Fräs-/Laboranalog</b> für nt-Preform®	BIO 5.La5.700
	<b>Frässhraube anodisiert</b> für nt-Preform®	BIO 6.SC3.057
	<b>Abutmentschraube</b> empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	BIO 603057
	<b>DIM-ANALOG®</b>	BIO 5.DIM.570
	<b>Hülse (für DIM-ANALOG®)</b> zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA60
	<b>Abutment Grip</b> für nt-Preform® Halter	W12.300.00
	<b>Individuelles Abutment</b> gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

**BIO-SERIE**

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: [www.nt.dental](http://www.nt.dental)

 **MADE IN  
GERMANY**

**WWW.NT.DENTAL**



5,7 mm  
BioHorizons® / internal

ALLE DETAILS  
ONLINE



### 2-CONnect®-Abutment Set (gerade)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm BIO-2CON 8057001S

GH 2,5 mm BIO-2CON 8057002S



### 2-CONnect®-Abutment

Male Part, empfohlenes Drehmoment 30 Ncm

GH 0,5 mm BIO-2CON 8057001M

GH 2,5 mm BIO-2CON 8057002M



### 2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.800



### LOcON Coping

weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001



### 2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



### 2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 25 Ncm

KS 61



### 2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für gerade Male Parts, KS 61

2CON 5.DIM.180



### Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



### 2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00021.8



### 2-CONnect®-Laboranalog

für gerade Male Parts


2CON 5.La1.800

**BIO-SERIE**

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: [www.nt.dental](http://www.nt.dental)

 **MADE IN  
GERMANY**

**WWW.NT.DENTAL**



5,7 mm

BioHorizons® / internal

ALLE DETAILS  
ONLINE



	<b>2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt)</b> inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°	GH 2,5 mm	BIO-2CON 80570A3S
	<b>2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt)</b> inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°	GH 2,5 mm	BIO-2CON 80570A3M
	<b>2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®</b> verwendbar für Intraoral - und Modellscan		2CON 9.S3D1.600
	<b>2-CONnect®-Kappe</b> Female Kappe		2CON F-U
	<b>2-CONnect®- Kappenschraube</b> empfohlenes Drehmoment 15 Ncm		KS 62
	<b>Male Part Schraube</b> für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm		BIO 6.Ms3.057
	<b>2-CONnect®-DIM-ANALOG®</b> für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts		2CON 5.DIM160
	<b>Hülse (für DIM-ANALOG®)</b> zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A30
	<b>2-CONnect®-Abdruckpfosten</b> für die offene Abformung mit integrierter Schraube		2CON TR-00031.6
	<b>2-CONnect®-Laboranalog</b> für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts		2CON 5.La1.600

**BIO-SERIE**

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: [www.nt.dental](http://www.nt.dental)

 **MADE IN  
GERMANY**

**WWW.NT.DENTAL**



## EUROPA

### **NT-Trading GmbH & Co. KG**

G.-Braun-Str. 18  
76187 Karlsruhe  
Germany

**E** [info@nt.dental](mailto:info@nt.dental)

**W** [www.nt.dental](http://www.nt.dental)

## NORDAMERIKA

### **NT-US, Inc.**

132 Pepes Farm Road,  
Unit 3  
Milford, CT 06460  
USA

**E** [info@nt.dental](mailto:info@nt.dental) (general information)

**E** [order-us@nt.dental](mailto:order-us@nt.dental) (for orders)

**W** [www.nt.dental](http://www.nt.dental)

2023\_NT\_Serienbroschüre\_BIO\_DE\_REV001