

COL -SERIE



kompatibel mit:
CONELOG®




3,3 mm



5,0 mm




3,8 / 4,3 mm



**PRECISION
MEETS QUALITY.**

ÜBERSICHT DER PLATTFORMEN:



A: über die Fläche

B: über die Nocke



3,3 mm




3,8 / 4,3 mm



5,0 mm

 **MADE IN
GERMANY**



3,3 mm
CONELOG®

ALLE DETAILS
ONLINE




	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschrauben	GH 0,8 mm COL 80330008 GH 2,0 mm COL 80330020
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschrauben	GH 1,0 mm COL 82330010 GH 2,0 mm COL 82330020
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	COL 9.S3D3.300
	Laboranalog	COL 5.La3.300
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube	COL TR-00013.3
	Anodisierte Laborschraube	COL 623343
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 20 Ncm	COL 603343
	DIM-ANALOG®	COL 5.DIM.330
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA10

COL-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 **MADE IN
GERMANY**

WWW.NT.DENTAL



3,3 mm
CONELOG®

ALLE DETAILS
ONLINE




	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	COL 10.Mi3.300.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	COL 9.S3D3.300
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	COL 5.La3.300
	Frässhraube anodisiert für nt-Preform®	COL 6.Sc3.343
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 20 Ncm	COL 603343
	DIM-ANALOG®	COL 5.DIM.330
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA10
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W12.100.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

COL-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 **MADE IN
GERMANY**

WWW.NT.DENTAL



3,3 mm
CONELOG®

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (gerade)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm COL-2CON 8033001S

GH 2,5 mm COL-2CON 8033002S



2-CONnect®-Abutment

Male Part, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

GH 0,5 mm COL-2CON 8033001M

GH 2,5 mm COL-2CON 8033002M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.800



LOcON Coping

weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 15 Ncm

KS 61



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für gerade Male Parts, KS 61

2CON 5.DIM.180



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00021.8



2-CONnect®-Laboranalog

für gerade Male Parts


2CON 5.La1.800

COL-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



3,3 mm
CONELOG®

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

A: über die Fläche GH 2,5 mm COL-2CON 80330C3S
B: über die Nocke GH 2,5 mm COL-2CON 80330A3S



2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

A: über die Fläche GH 2,5 mm COL-2CON 80330C3M
B: über die Nocke GH 2,5 mm COL-2CON 80330A3M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.600



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®-Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 15 Ncm

KS 62



Male Part Schraube

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

COL 6.Ms3.343



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.DIM160



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSLA30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00031.6



2-CONnect®-Laboranalog

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts


2CON 5.La1.600

COL-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



3,8 / 4,3 mm
CONELOG®

ALLE DETAILS
ONLINE



	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 0,8 mm COL 80384308 GH 2,0 mm COL 80384320
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 1,0 mm COL 82384310 GH 2,0 mm COL 82384320
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	COL 9.S3D3.843
	Laboranalog	COL 5.La3.843
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube	COL TR-00023.8
	Anodisierte Laborschraube	COL 623343
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 20 Ncm	COL 603343
	DIM-ANALOG®	COL 5.DIM.384
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA20

COL-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 **MADE IN
GERMANY**

WWW.NT.DENTAL



3,8 / 4,3 mm
CONELOG®

ALLE DETAILS
ONLINE




	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm COL 10.Mi3.843.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	COL 9.S3D3.843
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	COL 5.La3.843
	Frässhraube anodisiert für nt-Preform®	COL 6.Sc3.343
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 20 Ncm	COL 603343
	DIM-ANALOG®	COL 5.DIM.384
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA20
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W12.200.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

COL-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 **MADE IN
GERMANY**

WWW.NT.DENTAL



3,8 / 4,3 mm
CONELOG®

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (gerade)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm COL-2CON 8038431S

GH 2,5 mm COL-2CON 8038432S



2-CONnect®-Abutment

Male Part, empfohlenes Drehmoment 30 Ncm

GH 0,5 mm COL-2CON 8038431M

GH 2,5 mm COL-2CON 8038432M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.800



LOcON Coping

weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 25 Ncm

KS 61



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für gerade Male Parts, KS 61

2CON 5.DIM.180



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00021.8



2-CONnect®-Laboranalog

für gerade Male Parts


2CON 5.La1.800

COL-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



3,8 / 4,3 mm
CONELOG®

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

A: über die Fläche GH 2,5 mm COL-2CON 80384C3S
B: über die Nocke GH 2,5 mm COL-2CON 80384A3S



2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

A: über die Fläche GH 2,5 mm COL-2CON 80384C3M
B: über die Nocke GH 2,5 mm COL-2CON 80384A3M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.600



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 15Ncm

KS 62



Male Part Schraube

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

COL 6.Ms3.343



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.DIM160



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00031.6



2-CONnect®-Laboranalog

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts


2CON 5.La1.600

COL-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



5,0 mm
CONELOG®

ALLE DETAILS
ONLINE




	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 0,8 mm COL 80500008 GH 2,0 mm COL 80500020
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 1,0 mm COL 82500010 GH 2,0 mm COL 82500020
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	COL 9.S3D5.000
	Laboranalog	COL 5.La5.000
	Anodisierte Laborschraube	COL 625000
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 20 Ncm	COL 605000
	DIM-ANALOG®	COL 5.DIM.500
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSL.A30

COL-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 **MADE IN
GERMANY**

WWW.NT.DENTAL



5,0 mm
CONELOG®

ALLE DETAILS
ONLINE




	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm COL 10.Mi5.000.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	COL 9.S3D5.000
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	COL 5.La5.000
	Frässhraube anodisiert für nt-Preform®	COL 6.Sc5.000
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 20 Ncm	COL 605000
	DIM-ANALOG®	COL 5.DIM.500
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA30
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W12.300.000
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

COL-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 **MADE IN
GERMANY**

WWW.NT.DENTAL



5,0 mm
CONELOG®

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (gerade)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm COL-2CON 8050001S

GH 2,5 mm COL-2CON 8050002S



2-CONnect®-Abutment

Male Part, empfohlenes Drehmoment 30 Ncm

GH 0,5 mm COL-2CON 8050001M

GH 2,5 mm COL-2CON 8050002M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.800



LOcON Coping

weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 25 Ncm

KS 61



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für gerade Male Parts, KS 61

2CON 5.DIM.180



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00021.8



2-CONnect®-Laboranalog

für gerade Male Parts


2CON 5.La1.800

COL-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



5,0 mm
CONELOG®

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

A: über die Fläche GH 2,5 mm COL-2CON 80500C3S
B: über die Nocke GH 2,5 mm COL-2CON 80500A3S



2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

A: über die Fläche GH 2,5 mm COL-2CON 80500C3M
B: über die Nocke GH 2,5 mm COL-2CON 80500A3M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.600



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 15 Ncm

KS 62



Male Part Schraube

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

COL 6.Ms5.000



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.DIM160



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00031.6



2-CONnect®-Laboranalog

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.La1.600

COL-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL

EUROPA

NT-Trading GmbH & Co. KG

G.-Braun-Str. 18
76187 Karlsruhe
Germany

E info@nt.dental

W www.nt.dental

NORDAMERIKA

NT-US, Inc.

132 Pepes Farm Road,
Unit 3
Milford, CT 06460
USA

E info@nt.dental (general information)

E order-us@nt.dental (for orders)

W www.nt.dental

2023_NT_Serienbroschüre_COL_DE_REV001