

L-SERIE




kompatibel mit:
Straumann Bone Level®



3,3 mm NC




4,1 / 4,8 mm RC



**PRECISION
MEETS QUALITY.**

ÜBERSICHT DER PLATTFORMEN:



A: über die Fläche

B: über die Nocke




3,3 mm NC



4,1 / 4,8 mm RC

 **MADE IN
GERMANY**



3,3 mm NC
Straumann Bone Level®

ALLE DETAILS
ONLINE




	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	L 800
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 0,7 mm L 82330007 GH 1,7 mm L 82330017
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	L 9.S3D3.300
	Laboranalog	L 50
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube	L TR-NC013.3
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 35 Ncm	L 60
	DIM-ANALOG®	L 5.DIM.330
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSL.A10

L-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



3,3 mm NC
Straumann Bone Level®

ALLE DETAILS
ONLINE




	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm L 10.Mi3.300.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan	L 9.S3D3.300
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	L 5.La3.300
	Frässhraube anodisiert für nt-Preform®	L 6.Sc3.341
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 35 Ncm	L 60
	DIM-ANALOG®	L 5.DIM.330
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA10
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W12.100.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

L-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



3,3 mm NC
Straumann Bone Level®

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (gerade)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm L 800 S

GH 2,5 mm L-2CON 8033002S



2-CONnect®-Abutment

Male Part

GH 0,5 mm L 800 M

GH 2,5 mm L-2CON 8033002M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.800



LOcON Coping

weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 30 Ncm

KS 61



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für gerade Male Parts, KS 61

2CON 5.DIM180



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00021.8



2-CONnect®-Laboranalog

für gerade Male Parts


2CON 5.La1.800

L-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental


MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



3,3 mm NC
Straumann Bone Level®

	2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt) inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°	A: over surface B: over edge	GH 2,5 mm GH 2,5 mm	L-2CON 80330A3S L-2CON 80330C3S
	2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt) inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°	A: over surface B: over edge	GH 2,5 mm GH 2,5 mm	L-2CON 80330A3M L-2CON 80330C3M
	2-CONnect® Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan			2CON 9.S3D1.600
	2-CONnect®-Kappe Female Kappe			2CON F-U
	2-CONnect®-Kappenschraube empfohlenes Drehmoment 15 Ncm			KS 62
	Male Part Schraube für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm			L 6.Ms3.341
	2-CONnect®-DIM-ANALOG® für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts			2CON 5.DIM160
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell			DIM 5.XSL.A30
	2-CONnect®-Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube			2CON TR-00031.6
	2-CONnect®-Laboranalog für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts			2CON 5.La1.600




4,1 / 4,8 mm RC
Straumann Bone Level®

ALLE DETAILS
ONLINE



	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	L 810
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 0,7 mm L 82414807 GH 1,7 mm L 82414817
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan	L 9.S3D4.148
	Laboranalog	L 51
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube	L TR-NC024.1
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 35 Ncm	L 60
	DIM-ANALOG®	L 5.DIM.414
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSL.A20



4,1 / 4,8 mm RC
Straumann Bone Level®

ALLE DETAILS
ONLINE




	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm L 10.Mi4.148.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan	L 9.S3D4.148
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	L 5.La4.148
	Frässhraube anodisiert für nt-Preform®	L 6.Sc3.341
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 35 Ncm	L 60
	DIM-ANALOG®	L 5.DIM.414
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA20
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W12.200.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

L-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



4,1 / 4,8 mm RC
Straumann Bone Level®

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (gerade)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm L 810 S

GH 2,5 mm L-2CON 8041482S



2-CONnect®-Abutment

Male Part

GH 0,5 mm L 810 M

GH 2,5 mm L-2CON 8041482M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral- und Modellscan

2CON 9.S3D1.800



LOcON Coping

weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 30 Ncm

KS 61



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für gerade Male Parts, KS 61

2CON 5.DIM180



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00021.8



2-CONnect®-Laboranalog

für gerade Male Parts


2CON 5.La1.800

L-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



4,1 / 4,8 mm RC
Straumann Bone Level®

	2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt) inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°	A: over surface B: over edge	GH 2,5 mm GH 2,5 mm	L-2CON 84148A3S L-2CON 84148C3S
	2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt) inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewin- kelt 20°	A: over surface B: over edge	GH 2,5 mm GH 2,5 mm	L-2CON 84148A3M L-2CON 84148C3M
	2-CONnect® Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan			2CON 9.S3D1.600
	2-CONnect®-Kappe Female Kappe			2CON F-U
	2-CONnect®- Kappenschraube empfohlenes Drehmoment 15 Ncm			KS 62
	Male Part Schraube für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm			L 6.Ms3.341
	2-CONnect®-DIM-ANALOG® für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts			2CON 5.DIM160
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell			DIM 5.XSL.A30
	2-CONnect®-Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube			2CON TR-00031.6
	2-CONnect®-Laboranalog für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts			2CON 5.La1.600

EUROPA

NT-Trading GmbH & Co. KG

G.-Braun-Str. 18
76187 Karlsruhe
Germany

E info@nt.dental

W www.nt.dental

NORDAMERIKA

NT-US, Inc.

132 Pepes Farm Road,
Unit 3
Milford, CT 06460
USA

E info@nt.dental (general information)

E order-us@nt.dental (for orders)

W www.nt.dental

2023_NI_Serienbroschüre_L.DE_REV001