

R-SERIE



kompatibel mit:
Zimmer Dental Tapered Screw-Vent®




3,5 mm




5,7 mm



4,5 mm













3,5 mm
Zimmer Dental Tapered Screw-Vent®

ALLE DETAILS
ONLINE




	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	R 800
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 0,5 mm R 82350005 GH 1,5 mm R 82350015
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	R 9.S3D3.500
	Laboranalog	R 50
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube	R TR-00013.5
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	R 60
	DIM-ANALOG®	R 5.DIM.350
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSL.A10

R-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL












3,5 mm

Zimmer Dental Tapered Screw-Vent®

ALLE DETAILS
ONLINE




	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	R 10.Mi3.500.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	R 9.S3D3.500
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	R 5.La3.500
	Frässhraube anodisiert für nt-Preform®	R 6.Sc3.557
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	R 60
	DIM-ANALOG®	R 5.DIM.350
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA10
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W12.100.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

R-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



3,5 mm

Zimmer Dental Tapered Screw-Vent®

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (gerade)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm R 800 S

GH 2,5 mm R-2CON 8035002S



2-CONnect®-Abutment

Male Part, empfohlenes Drehmoment 30 Ncm

GH 0,5 mm R 800 M

GH 2,5 mm R-2CON 8035002M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.400



LOcON Coping

weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 15 Ncm

KS 60



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für gerade Male Parts, KS 60

2CON 5.DIM.140



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00011.4



2-CONnect®-Laboranalog

für gerade Male Parts


2CON 5.La1.400

R-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



3,5 mm

Zimmer Dental Tapered Screw-Vent®

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm R-2CON 80350A3S



2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm R-2CON 80350A3M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.600



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 15 Ncm

KS 62



Male Part Schraube

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

R 6.Ms3.557



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.DIM160



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00031.6



2-CONnect®-Laboranalog

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts


2CON 5.La1.600

R-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY









WWW.NT.DENTAL



4,5 mm
Zimmer Dental Tapered Screw-Vent®

ALLE DETAILS
ONLINE




	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	R 810
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 0,5 mm R 82450005 GH 1,5 mm R 82450015
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	R 9.S3D4.500
	Laboranalog	R 51
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube	R TR-00024.5
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	R 60
	DIM-ANALOG®	R 5.DIM.450
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSL.A20

R-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY










WWW.NT.DENTAL



4,5 mm
Zimmer Dental Tapered Screw-Vent®

ALLE DETAILS
ONLINE




	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm R 10.Mi4.500.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	R 9.S3D4.500
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	R 5.La4.500
	Frässhraube anodisiert für nt-Preform®	R 6.Sc3.557
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	R 60
	DIM-ANALOG®	R 5.DIM.450
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA20
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W12.200.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

R-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



4,5 mm

Zimmer Dental Tapered Screw-Vent®

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (gerade)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm R 810 S

GH 2,5 mm R-2CON 8045002S



2-CONnect®-Abutment

Male Part, empfohlenes Drehmoment 30 Ncm

GH 0,5 mm R 810 M

GH 2,5 mm R-2CON 8045002M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.400



LOcON Coping

weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®-Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 30 Ncm

KS 60



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für gerade Male Parts, KS 60

2CON 5.DIM.140



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00011.4



2-CONnect®-Laboranalog

für gerade Male Parts


2CON 5.La1.400

R-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



4,5 mm

Zimmer Dental Tapered Screw-Vent®

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm R-2CON 80450A3S



2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm R-2CON 80450A3M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.600



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®-Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 15 Ncm

KS 62



Male Part Schraube

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

R 6.Ms3.557



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.DIM160



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00031.6



2-CONnect®-Laboranalog

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts


2CON 5.La1.600

R-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL










5,7 mm

Zimmer Dental Tapered Screw-Vent®

ALLE DETAILS
ONLINE




	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	R 820
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 0,5 mm R 82570005 GH 1,5 mm R 82570015
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	R 9.S3D5.700
	Laboranalog	R 52
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	R 60
	DIM-ANALOG®	R 5.DIM.570
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA30

R-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL












5,7 mm

Zimmer Dental Tapered Screw-Vent®

ALLE DETAILS
ONLINE



	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm R 10.Mi5.700.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	R 9.S3D5.700
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	R 5.La5.700
	Frässhraube anodisiert für nt-Preform®	R 6.Sc3.557
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	R 60
	DIM-ANALOG®	R 5.DIM.570
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA30
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W12.300.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

R-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL

EUROPA

NT-Trading GmbH & Co. KG

G.-Braun-Str. 18
76187 Karlsruhe
Germany

E info@nt.dental

W www.nt.dental

NORDAMERIKA

NT-US, Inc.

132 Pepes Farm Road,
Unit 3
Milford, CT 06460
USA

E info@nt.dental (general information)

E order-us@nt.dental (for orders)

W www.nt.dental

2023_NI_Serienbroschüre_R_DE_REV001