



S-SERIE




kompatibel mit:
Dentsply Implants® / Astra Tech
Implant System OsseoSpeed® TX



**PRECISION
MEETS QUALITY.**

**ÜBERSICHT DER
PLATTFORMEN:**




3,5 / 4,0 mm



4,5 / 5,0 mm

 **MADE IN
GERMANY**











3,5 / 4,0 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System OsseoSpeed® TX

ALLE DETAILS
ONLINE




	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	S 800
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 0,8 mm S 82354008 GH 1,8 mm S 82354018
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan	S 9.S3D3.540
	Laboranalog	S 50
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube	S TR-00013.5
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 25 Ncm	S 60
	DIM-ANALOG®	S 5.DIM.354
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSL.A10

S-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 **MADE IN
GERMANY**

WWW.NT.DENTAL












3,5 / 4,0 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System OsseoSpeed® TX

ALLE DETAILS
ONLINE




	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm S 10.Mi3.540.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan	S 9.S3D3.540
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	S 5.La3.540
	Frässhraube anodisiert für nt-Preform®	S 6.Sc3.540
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 25 Ncm	S 60
	DIM-ANALOG®	S 5.DIM.354
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA10
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W12.100.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

S-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 **MADE IN
GERMANY**

WWW.NT.DENTAL



3,5 / 4,0 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System OsseoSpeed® TX

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (gerade)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm S 800 S

GH 2,5 mm S-2CON 8035402S



2-CONnect®-Abutment

Male Part, empfohlenes Drehmoment 25 Ncm

GH 0,5 mm S 800 M

GH 2,5 mm S-2CON 8035402M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral- und Modellscan

2CON 9.S3D1.800



LOcON Coping

weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®-Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

KS 61



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für gerade Male Parts, KS 61

2CON 5.DIM.180



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00021.8



2-CONnect®-Laboranalog

für gerade Male Parts


2CON 5.La1.800

S-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



3,5 / 4,0 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System OsseoSpeed® TX

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm S-2CON 80354A3S



2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm S-2CON 80354A3M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral- und Modellscan

2CON 9.S3D1.600



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®-Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 15 Ncm

KS 62



Male Part Schraube

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

S 6.Ms3.540



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.DIM160



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00031.6



2-CONnect®-Laboranalog

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts


2CON 5.La1.600

S-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL











4,5 / 5,0 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System OsseoSpeed® TX

ALLE DETAILS
ONLINE




	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	S 820
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 0,8 mm S 82455008 GH 1,8 mm S 82455018
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan	S 9.S3D4.550
	Laboranalog	S 52
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube	S TR-00024.5
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 25 Ncm	S 61
	DIM-ANALOG®	S 5.DIM.455
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSL.A20

S-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 **MADE IN
GERMANY**

WWW.NT.DENTAL












4,5 / 5,0 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System OsseoSpeed® TX

ALLE DETAILS
ONLINE




	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm S 10.Mi4.550.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan	S 9.S3D4.550
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	S 5.La4.550
	Frässhraube anodisiert für nt-Preform®	S 6.Sc4.550
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 25 Ncm	S 61
	DIM-ANALOG®	S 5.DIM.455
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA20
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W12.200.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

S-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 **MADE IN
GERMANY**

WWW.NT.DENTAL



4,5 / 5,0 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System OsseoSpeed® TX

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (gerade)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm S 820 S

GH 2,5 mm S-2CON 8045502S



2-CONnect®-Abutment

Male Part, empfohlenes Drehmoment 25 Ncm

GH 0,5 mm S 820 M

GH 2,5 mm S-2CON8045502M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral- und Modellscan

2CON 9.S3D1.800



LOcON Coping

weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®-Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

KS 61



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für gerade Male Parts, KS 61

2CON 5.DIM.180



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00021.8



2-CONnect®-Laboranalog

für gerade Male Parts


2CON 5.La1.800

S-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



4,5 / 5,0 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System OsseoSpeed® TX

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm S-2CON 80455A3S



2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm S-2CON 80455A3M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral- und Modellscan

2CON 9.S3D1.600



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®-Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 15 Ncm

KS 62



Male Part Schraube

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

S 6.Ms4550



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.DIM160



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00031.6



2-CONnect®-Laboranalog

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.La1.600

S-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL

EUROPA

NT-Trading GmbH & Co. KG

G.-Braun-Str. 18
76187 Karlsruhe
Deutschland

E info@nt.dental

W www.nt.dental

NORDAMERIKA

NT-US, Inc.

132 Pepes Farm Road,
Unit 3
Milford, CT 06460
USA

E info@nt.dental (general information)

E order-us@nt.dental (for orders)

W www.nt.dental

2023_NT_Serienbroschüre_S_DE_REV001