


SEV -SERIE



kompatibel mit:
Dentsply Implants® / Astra Tech
Implant System™ EV



3,0 mm



4,8 mm




3,6 mm



5,4 mm




4,2 mm



**PRECISION
MEETS QUALITY.**

ÜBERSICHT DER PLATTFORMEN:



3,0 mm



3,6 mm



4,2 mm




4,8 mm



5,4 mm

 **MADE IN
GERMANY**



3,0 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

ALLE DETAILS
ONLINE



Titan Basis (rotationsgesichert)

inkl. Abutmentschraube

SEV 80300000



Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert)

inkl. Abutmentschraube

GH 1,0 mm SEV 82300010

GH 2,0 mm SEV 82300020



Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

SEV 9.S3D3.000



Laboranalog

SEV 5.La3.000



Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

SEV TR-00013.0



Abutmentschraube

empfohlenes Drehmoment 25 Ncm

SEV 603000



DIM-ANALOG®

SEV 5.DIM.300



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell


DIM 5.XSL.A10

SEV-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 **MADE IN
GERMANY**

WWW.NT.DENTAL



3,0 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

ALLE DETAILS
ONLINE




	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm SEV 10.Mi3.000.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	SEV 9.S3D3.000
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	SEV 5.La3.000
	Frässhraube anodisiert für nt-Preform®	SEV 6.Sc3.000
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 25 Ncm	SEV 603000
	DIM-ANALOG®	SEV 5.DIM.300
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA10
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W12.100.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

SEV-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



3,0 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (gerade)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm SEV-2CON 8030001S

GH 2,5 mm SEV-2CON 8030002S



2-CONnect®-Abutment

Male Part, empfohlenes Drehmoment 25 Ncm

GH 0,5 mm SEV-2CON 8030001M

GH 2,5 mm SEV-2CON 8030002M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.800



LOcON Coping

weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

KS 61



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für gerade Male Parts, KS 61

2CON 5.DIM.180



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00021.8



2-CONnect®-Laboranalog

für gerade Male Parts


2CON 5.La1.800

SEV-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



3,0 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm SEV-2CON 80300A3S



2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm SEV-2CON 80300A3M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.600



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 15 Ncm

KS 62



Male Part Schraube

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

SEV 6.Ms3.000



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.DIM160



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00031.6



2-CONnect®-Laboranalog

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts


2CON 5.La1.600

SEV-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



3,6 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

ALLE DETAILS
ONLINE




	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	SEV 80360000
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 1,0 mm SEV 82360010 GH 2,0 mm SEV 82360020
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	SEV 9.S3D3.600
	Laboranalog	SEV 5.La3.600
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube	SEV TR-00023.6
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 25 Ncm	SEV 603600
	DIM-ANALOG®	SEV 5.DIM.360
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSL.A10

SEV-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 **MADE IN
GERMANY**

WWW.NT.DENTAL



3,6 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

ALLE DETAILS
ONLINE




	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm SEV 10.Mi3.600.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	SEV 9.S3D3.600
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	SEV 5.La3.600
	Frässhraube anodisiert für nt-Preform®	SEV 6.Sc3.600
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 25 Ncm	SEV 603600
	DIM-ANALOG®	SEV 5.DIM.360
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA10
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W12.100.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

SEV-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



3,6 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (gerade)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm SEV-2CON 8036001S

GH 2,5 mm SEV-2CON 8036002S



2-CONnect®-Abutment

Male Part, empfohlenes Drehmoment 25 Ncm

GH 0,5 mm SEV-2CON 8036001M

GH 2,5 mm SEV-2CON 8036002M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.800



LOcON Coping

weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

KS 61



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für gerade Male Parts, KS 61

2CON 5.DIM.180



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00021.8



2-CONnect®-Laboranalog

für gerade Male Parts


2CON 5.La1.800

SEV-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



3,6 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm SEV-2CON 80360A3S



2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm SEV-2CON 80360A3M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.600



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 15Ncm

KS 62



Male Part Schraube

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

SEV 6.Ms3.600



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.DIM160



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00031.6



2-CONnect®-Laboranalog

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts


2CON 5.La1.600

SEV-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



4,2 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

ALLE DETAILS
ONLINE




	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	SEV 80420000
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 1,0 mm SEV 82420010 GH 2,0 mm SEV 82420020
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	SEV 9.S3D4.200
	Laboranalog	SEV 5.La4.200
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube	SEV TR-00034.2
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 25 Ncm	SEV 604200
	DIM-ANALOG®	SEV 5.DIM.420
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSL.A20

SEV-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 **MADE IN
GERMANY**


WWW.NT.DENTAL



4,2 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm SEV 10.Mi4.200.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	SEV 9.S3D4.200
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	SEV 5.La4.200
	Frässhraube anodisiert für nt-Preform®	SEV 6.Sc4.200
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 25 Ncm	SEV 604200
	DIM-ANALOG®	SEV 5.DIM.420
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA20
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W12.200.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1



4,2 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

**2-CONnect®-Abutment Set (gerade)**

inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm SEV-2CON 8042001S

GH 2,5 mm SEV-2CON 8042002S

**2-CONnect®-Abutment**

Male Part, empfohlenes Drehmoment 25 Ncm

GH 0,5 mm SEV-2CON 8042001M

GH 2,5 mm SEV-2CON 8042002M

**2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®**

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.800

**LOcON Coping**

weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001

**2-CONnect®-Kappe**

Female Kappe

2CON F-U

**2-CONnect®-Kappenschraube**

empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

KS 61

**2-CONnect®-DIM-ANALOG®**

für gerade Male Parts, KS 61

2CON 5.DIM.180

**Hülse (für DIM-ANALOG®)**

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30

**2-CONnect®-Abdruckpfosten**


für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00021.8

**2-CONnect®-Laboranalog**

für gerade Male Parts

2CON 5.La1.800



4,2 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm SEV-2CON 80420A3S



2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm SEV-2CON 80420A3M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.600



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 15Ncm

KS 62



Male Part Schraube

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

SEV 6.Ms4.200



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.DIM160



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00031.6



2-CONnect®-Laboranalog

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts


2CON 5.La1.600

SEV-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



4,8 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

ALLE DETAILS
ONLINE




	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	SEV 80480000
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 1,0 mm SEV 82480010 GH 2,0 mm SEV 82480020
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	SEV 9.S3D4.800
	Laboranalog	SEV 5.La4.800
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube	SEV TR-00044.8
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 25 Ncm	SEV 604854
	DIM-ANALOG®	SEV 5.DIM.480
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSL.A30

SEV-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 **MADE IN
GERMANY**

WWW.NT.DENTAL



4,8 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

ALLE DETAILS
ONLINE




	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm SEV 10.Mi4.800.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	SEV 9.S3D4.800
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	SEV 5.La4.800
	Frässhraube anodisiert für nt-Preform®	SEV 6.Sc4.854
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 25 Ncm	SEV 604854
	DIM-ANALOG®	SEV 5.DIM.480
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA30
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W12.300.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

SEV-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



4,8 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (gerade)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm SEV-2CON 8048001S

GH 2,5 mm SEV-2CON 8048002S



2-CONnect®-Abutment

Male Part, empfohlenes Drehmoment 25 Ncm

GH 0,5 mm SEV-2CON 8048001M

GH 2,5 mm SEV-2CON 8048002M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.800



LOcON Coping

weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

KS 61



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für gerade Male Parts, KS 61

2CON 5.DIM.180



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00021.8



2-CONnect®-Laboranalog

für gerade Male Parts


2CON 5.La1.800

SEV-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



4,8 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm SEV-2CON 80480A3S



2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm SEV-2CON 80480A3M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.600



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 15 Ncm

KS 62



Male Part Schraube

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

SEV 6.Ms4.854



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.DIM160



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00031.6



2-CONnect®-Laboranalog

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts


2CON 5.La1.600

SEV-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



5,4 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

ALLE DETAILS
ONLINE




	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	SEV 80540000
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 1,0 mm SEV 82540010 GH 2,0 mm SEV 82540020
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	SEV 9.S3D5.400
	Laboranalog	SEV 5.La5.400
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube	SEV TR-00055.4
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 25 Ncm	SEV 604854
	DIM-ANALOG®	SEV 5.DIM.540
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSL.A30

SEV-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



5,4 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

ALLE DETAILS
ONLINE




	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm SEV 10.Mi5.400.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	SEV 9.S3D5.400
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	SEV 5.La5.400
	Frässhraube anodisiert für nt-Preform®	SEV 6.Sc4.854
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 25 Ncm	SEV 604854
	DIM-ANALOG®	SEV 5.DIM.540
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA30
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W12.300.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

SEV-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



5,4 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (gerade)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm SEV-2CON 8054001S

GH 2,5 mm SEV-2CON 8054002S



2-CONnect®-Abutment

Male Part, empfohlenes Drehmoment 25 Ncm

GH 0,5 mm SEV-2CON 8054001M

GH 2,5 mm SEV-2CON 8054002M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.800



LOcON Coping

weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

KS 61



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für gerade Male Parts, KS 61

2CON 5.DIM.180



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00021.8



2-CONnect®-Laboranalog

für gerade Male Parts


2CON 5.La1.800

SEV-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



5,4 mm

Dentsply Implants® / Astra Tech Implant System™ EV

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm SEV-2CON 80540A3S



2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm SEV-2CON 80540A3M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.600



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 15 Ncm

KS 62



Male Part Schraube

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

SEV 6.Ms4.854



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.DIM160



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00031.6



2-CONnect®-Laboranalog

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.La1.600

SEV-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL

EUROPA

NT-Trading GmbH & Co. KG

G.-Braun-Str. 18
76187 Karlsruhe
Germany

E info@nt.dental

W www.nt.dental

NORDAMERIKA

NT-US, Inc.

132 Pepes Farm Road,
Unit 3
Milford, CT 06460
USA

E info@nt.dental (general information)

E order-us@nt.dental (for orders)

W www.nt.dental

2023_NT_Serienbroschüre_SEV.DE_REV001