



Y-SERIE




kompatibel mit:
Dentsply Implants® / Ankylos®




**PRECISION
MEETS QUALITY.**

**ÜBERSICHT DER
PLATTFORMEN:**



C / X









 **MADE IN
GERMANY**



C/X
Dentsply Implants® Ankylos®

ALLE DETAILS
ONLINE




	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	Y 80350000
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 1,0 mm Y 82350010 GH 2,0 mm Y 82350020
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	Y 9.S3D3.50X
	Laboranalog	Y 5.La3.500
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube	Y TR-00013.5
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 15 Ncm	Y 603500
	DIM-ANALOG®	Y 5.DIM.350
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSL.A10

Y-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 MADE IN
GERMANY










WWW.NT.DENTAL



C/X
Dentsply Implants® Ankylos®

ALLE DETAILS
ONLINE




	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm Y 10.Mi3.50X.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	Y 9.S3D3.50X
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	Y 5.La3.500
	Frässhraube anodisiert für nt-Preform®	Y 6.Sc3.570
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	Y 603500
	DIM-ANALOG®	Y 5.DIM.350
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA10
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W 12.100.000
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

Y-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



C/X
Dentsply Implants® Ankylos®

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (gerade)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm Y-2CON 8035001S

GH 2,5 mm Y-2CON 8035002S



2-CONnect®-Abutment

Male Part, empfohlenes Drehmoment 15 Ncm

GH 0,5 mm Y-2CON 8035001M

GH 2,5 mm Y-2CON 8035002M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.800



LOcON Coping

weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 15 Ncm

KS 61



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für gerade Male Parts, KS 61

2CON 5.DIM.180



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00021.8



2-CONnect®-Laboranalog

für gerade Male Parts


2CON 5.La1.800

Y-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL



C/X

Dentsply Implants® Ankylos®

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm Y-2CON 8035XA3S



2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm Y-2CON 8035XA3M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral - und Modellscan

2CON 9.S3D1.600



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®- Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 15 Ncm

KS 62



Male Part Schraube

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 15 Ncm

Y 6.Ms3.500



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.DIM160



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00031.6



2-CONnect®-Laboranalog

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.La1.600

Y-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL

EUROPA

NT-Trading GmbH & Co. KG

G.-Braun-Str. 18
76187 Karlsruhe
Germany

E info@nt.dental

W www.nt.dental

NORDAMERIKA

NT-US, Inc.

132 Pepes Farm Road,
Unit 3
Milford, CT 06460
USA

E info@nt.dental (general information)

E order-us@nt.dental (for orders)

W www.nt.dental

2023_NT_Serienbroschüre_Y_DE_REV001