


MEX -SERIE



kompatibel mit:
Medentis Medical® ICX®




3,7 - 4,8 mm




**PRECISION
MEETS QUALITY.**

**ÜBERSICHT DER
PLATTFORMEN:**



3,7 - 4,8 mm









 **MADE IN
GERMANY**



3,7 - 4,8 mm
Medentis Medical® ICX®

ALLE DETAILS
ONLINE




	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	MEX 80374800
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 1,0 mm MEX 82374810 GH 2,0 mm MEX 82374820
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan	MEX 9.S3D3.748
	Laboranalog	MEX 5.La3.748
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube	MEX TR-00013.7
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	MEX 603748
	DIM-ANALOG®	MEX 5.DIM.374
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSL.A20

MEX-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 **MADE IN
GERMANY**










WWW.NT.DENTAL



3,7 - 4,8 mm
Medentis Medical® ICX®

ALLE DETAILS
ONLINE




	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm MEX 10.Mi3.748.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan	MEX 9.S3D3.748
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	MEX 5.La3.748
	Frässhraube anodisiert für nt-Preform®	MEX 6.Sc4.148
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	MEX 603748
	DIM-ANALOG®	MEX 5.DIM.374
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA20
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W 12.200.000
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

MEX-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 **MADE IN
GERMANY**

WWW.NT.DENTAL



3,7 - 4,8 mm
Medentis Medical® ICX®

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (gerade)
inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube

GH 0,5 mm MEX-2CON 8041481S
GH 2,5 mm MEX-2CON 8041482S



2-CONnect®-Abutment
Male Part, empfohlenes Drehmoment 30 Ncm

GH 0,5 mm MEX-2CON 8041481M
GH 2,5 mm MEX-2CON 8041482M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®
verwendbar für Intraoral- und Modellscan

2CON 9.S3D1.800



LOcON Coping
weitere Informationen siehe LOcON Broschüre

LOC 852001



2-CONnect®-Kappe
Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®-Kappenschraube
empfohlenes Drehmoment 25 Ncm

KS 61



2-CONnect®-DIM-ANALOG®
für gerade Male Parts, KS 61

2CON 5.DIM.180



Hülse (für DIM-ANALOG®)
zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten
für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00021.8



2-CONnect®-Laboranalog
für gerade Male Parts


2CON 5.La1.800

MEX-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN GERMANY

WWW.NT.DENTAL



3,7 - 4,8 mm
Medentis Medical® ICX®

ALLE DETAILS
ONLINE



2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm MEX-2CON 80414A3S



2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt)

inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°

GH 2,5 mm MEX-2CON 80414A3M



2-CONnect® Scanbody 3D-Guide®

verwendbar für Intraoral- und Modellscan

2CON 9.S3D1.600



2-CONnect®-Kappe

Female Kappe

2CON F-U



2-CONnect®-Kappenschraube

empfohlenes Drehmoment 15 Ncm

KS 62



Male Part Schraube

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm

MEX 6.Ms4.148



2-CONnect®-DIM-ANALOG®

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.DIM.160



Hülse (für DIM-ANALOG®)

zur Verwendung im Gipsmodell

DIM 5.XSL.A30



2-CONnect®-Abdruckpfosten

für die offene Abformung mit integrierter Schraube

2CON TR-00031.6



2-CONnect®-Laboranalog

für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts

2CON 5.La1.600

MEX-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 **MADE IN GERMANY**

WWW.NT.DENTAL

EUROPA

NT-Trading GmbH & Co. KG

G.-Braun-Str. 18
76187 Karlsruhe
Germany

E info@nt.dental

W www.nt.dental

NORDAMERIKA

NT-US, Inc.

132 Pepes Farm Road,
Unit 3
Milford, CT 06460
USA

E info@nt.dental (general information)

E order-us@nt.dental (for orders)

W www.nt.dental

2023_NT_Serienbroschüre_MEX_DE_REV001